


Wb 및 Elisa용 항-Rrp1 토끼 다클론 항체 - P56182

품목 번호: CM0020273



소개

인체, 마우스 및 쥐 샘플의 Western blot 및 ELISA에 적합한 RRP1(NNP-1, NOP52) 표적 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 28S rRNA 처리 및 핵소체 역학 연구에 이상적입니다. SWISS: P56182.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	RRP1 토끼 pAb
비고/별칭	NNP-1, NOP52, RRP1A, D2IS2056E, RRP1
종	인체
유전자 ID	8568
면역원	인체 RRP1(NP_003674.1)의 아미노산 26-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P56182
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩