


Wb, Elisa용 Anti-Rrp8 폴리클로날 항체 - O43159

품목 번호: CM0023760



소개

RRP8 (Nucleomethylin)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 검증되었습니다. rDNA 침묵 및 크로마틴 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RRP8 Rabbit pAb
비고/별칭	NML; KIAA0409; RRP8
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23378
GeneID	23378
면역원	합성 펩타이드 사람 RRP8 (NP_056139.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	O43159
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백