

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rsad2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wxg1

품목 번호: CM0027807

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 RSAD2 Rabbit pAb로, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 인터페론에 의해 유도되는 항바이러스 단백질 바이페린; 선천 면역 및 바이러스 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RSAD2 Rabbit pAb
비고/별칭	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
종	인간
GeneID (Human)	91543
GeneID	91543
면역원	인간 RSAD2의 아미노산 118-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_542388.2)
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WVG1
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백