


Anti-Rsk2 / Rps6Ka3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51812

품목 번호: CM0003356



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론성 RSK2/RPS6KA3 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 RSK2 (84kDa)를 검출합니다. MAPK/ERK 신호 전달, 세포 증식 및 세포 사멸 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RSK2 / RPS6KA3 Rabbit mAb
비고/별칭	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6197
GeneID	6197
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 RSK2 / RPS6KA3 (P51812)의 아미노산 600-700 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P51812
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)