

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rsrc1 다클론 항체 - Q96Iz7

품목 번호: CM0026878

소개

인체 RSRC1(SRrp53)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 스플라이싱 및 전사 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RSRC1 토끼 pAb
비고/별칭	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	51319
유전자 ID	51319
면역원	인체 RSRC1(NP_001258763.1)의 117-276 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q96IZ7
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩