

Anti-Rtbdn/렛빈딘 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Bsg5

품목 번호: CM0019147

소개

망막 플라빈 수송에 관여하는 리보플라빈 결합 단백질인 인간 렛빈딘(Retbindin, RTBDN)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 망막 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RTBDN 토끼 pAb
비고/별칭	RTBDN; retbindin
종	인간
유전자 ID (인간)	83546
유전자 ID	83546
면역원	인간 RTBDN (NP_113617.1)의 아미노산 63-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q9BSG5
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩