

Wb, Elisa용 Anti-Rtcb 토끼 다클론 항체 - Q9Y3I0

품목 번호: CM0016057



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 RTCB 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드 RTCB를 검출합니다. tRNA 스플라이싱 및 단백질 접힘 이상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTCB 토끼 pAb
비고/별칭	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
종	인간
GeneID (인간)	51493
GeneID	51493
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y3I0
단백질 중량	55kDa
배송	아이스팩