


Anti-Rtf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92541

품목 번호: CM0019282



소개

인간 RTF1(GTL7, KIAA0252)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 이는 전사 신장 인자입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 RTF1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTF1 Rabbit pAb
비고/별칭	GTL7, KIAA0252, RTF1
종	인간
GeneID (인간)	23168
GeneID	23168
면역원	인간 RTF1 (NP_055953.3)의 아미노산 300-400에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92541
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백