

Anti-Rtkin / Rhotekin 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9Bst9

품목 번호: CM0027237

소개

인간 RTKN(Rhotekin)에 대한 래빗 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. Rho 신호 전달, NF-kappa-B 활성화 및 위암 발생 연구에 유용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTKN Rabbit pAb
비고/별칭	RTKN; rhotekin
종	인간
GeneID (Human)	6242
GeneID	6242
면역원	인간 RTKN (NP_001015056.1)의 아미노산 254-513에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BST9
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백