


Wb 및 Elisa용 Anti-Rtn3 Rabbit Polyclonal Antibody - O95197

품목 번호: CM0016128



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 RTN3 (Reticulon-3)에 대한 Rabbit polyclonal 항체입니다. 소포체 막 수송, 세포사멸 및 바이러스 반응에 관여하는 단백질을 표적합니다. 신경과학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTN3 Rabbit pAb
비고/별칭	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLII; RTN3-A1; RTN3
종	인간
GeneID (인간)	10313
GeneID	10313
면역원	인간 RTN3 (NP_006045.1)의 아미노산 100번부터 C-말단에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95197
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백