


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Rtn4 토끼 다클로날 항체 - Q9Nqc3

품목 번호: CM0019302



소개

RTN4에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 신경돌기 성장, 소포체(ER) 관 형성 및 혈관 재형성 연구에 적합합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTN4 Rabbit pAb
비고/별칭	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57142
유전자 ID	57142
면역원(Immunogen)	인간 RTN4 (NP_065393.1)의 아미노산 200-300 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQC3
단백질 분자량	130kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)