

Anti-Rtn4Rl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Un2

품목 번호: CM0017668

소개

인간 RTN4RL1 (NgR3, NGRH2)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 축삭 재생, 신경돌기 성장 억제 및 신경 보호 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RTN4RL1 Rabbit pAb
비고/별칭	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
종	Human
유전자 ID	146760 (Human)
면역원	인간 RTN4RL1 (NP_848663.1)의 아미노산 220-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	Q86UN2
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백