

Wb 및 Elisa용 Anti-Rubicon 토끼 다클로날 항체 - Q92622

품목 번호: CM0024531



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 Rubicon (RUBCN)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 오토파지 및 면역 조절 단백질을 표적하며, 엔도솜 수송 및 병원체 방어 기제 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rubicon Rabbit pAb
비고/별칭	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
종	인간(Human)
GeneID	9711
면역원	인간 Rubicon (NP_055502.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q92622
단백질 크기	109kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)