

Wb, Elisa용 Anti-Rubicon 토끼 다클론 항체 - Q92622

품목 번호: CM0015640



소개

Western blot 및 ELISA 응용을 위한 인간 Rubicon(RUBCN) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드 Rubicon을 검출합니다. 아미노산 1-200에 해당하는 재조합 면역원이 사용되었습니다. 자가포식, 세포내이입 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rubicon 토끼 pAb
비고/별칭	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
종	인간
GeneID(인간)	9711
GeneID	9711
면역원	인간 Rubicon(NP_055502.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q92622
단백질 분자량	109kDa
배송 조건	아이스팩