

Wb 및 Elisa용 Anti-Rufy1 토끼 다클로날 항체 - Q96T51

품목 번호: CM0026681



소개

인간 RUFY1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blotting) 및 ELISA에 적합합니다. 엔도솜 화물 분류 및 트랜스-골지 네트워크(trans-Golgi network)로의 회수를 조절하는 주요 조절 인자인 마우스 및 쥐 RUFY1을 검출합니다. 세포 내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RUFY1 Rabbit pAb
비고/별칭	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	80230
GeneID	80230
면역원(Immunogen)	인간 RUFY1 (NP_079434.3)의 아미노산 439-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96T51
단백질 분자량(Protein Weight)	80kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)