

Wb 및 Elisa용 항-Rufy3 토끼 다클론 항체 - Q7L099

품목 번호: CM0015040

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야를 위한 RUFY3(RIPX, SINGAR1, ZFYVE30)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 종에 적합하며 53 kDa 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RUFY3 토끼 pAb
비고/별칭	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
종	사람
GeneID (사람)	22902
GeneID	22902
면역원	사람 RUFY3(NP_055776.1)의 아미노산 1-65에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q7L099
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩