

Wb, Elisa용 항Runx1 다클론 항체 - Q01196

품목 번호: CM0013044



소개

인간 RUNX1 전사인자를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 조혈, 백혈병 및 면역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RUNX1 토끼 pAb
비고/별칭	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
종	인간
GeneID (인간)	861
GeneID	861
면역원	인간 RUNX1 (NP_001001890.1)의 아미노산 150-250 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q01196
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩