

Wb, Ip, Elisa용 항Runx2 토끼 단클론 항체 - Q13950

품목 번호: CM0002818



소개

인간 RUNX2에 반응하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전법 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며 조골세포 분화 및 골격 형태발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RUNX2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFAl; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
종	인간
유전자ID (인간)	860
유전자ID	860
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13950
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백