

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Runx3 토끼 다클론 항체 - Q13761

품목 번호: CM0028543



소개

인간 RUNX3(AML2/CBFA3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절, 암 및 T 세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RUNX3 토끼 pAb
비고/별칭	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
종	인간
GeneID (인간)	864
GeneID	864
면역원	인간 RUNX3 (NP_004341.1)의 아미노산 286-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13761
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백