


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin 폴리클로날 항체 - Q9Y265

품목 번호: CM0025968



소개

인간 RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265)을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit pAb
비고/별칭	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8607
GeneID	8607
면역원(Immunogen)	인간 RUVBL1/TIP49A/PONTIN (NP_003698.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9Y265
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)