

Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용) - Q9Y265

품목 번호: CM0004130



소개

RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265)을 타겟으로 하는 고품질 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로트(Western blot), IHC-P, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링, DNA 복구 및 발암 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit mAb
비고/별칭	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8607
유전자 ID	8607
면역원(Immunogen)	사람 RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265)의 아미노산 350-456 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y265
단백질 분자량(Protein Weight)	50kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)