

Wb, Elisa용 항Rxrα 토끼 다클론 항체 - P19793

품목 번호: CM0014999



소개

인간 RXRα(NR2B1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응성이 있습니다. 전사 조절 및 핵 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RXRα Rabbit pAb
비고/별칭	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
종	인간
유전자 ID (인간)	6256
유전자 ID	6256
면역원	인간 RXRα (NP_002948.1)의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19793
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩