


Anti-Rxrb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28702

품목 번호: CM0021587



소개

인간 RXRB(RXR-beta, NR2B2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 RXRB를 검출합니다. 레티노산 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RXRB Rabbit pAb
비고/별칭	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
종	인간
GeneID (Human)	6257
GeneID	6257
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28702
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백