

Wb, Elisa용 Anti-Ryr1 다클론 항체 - P21817

품목 번호: CM0020837



소개

인간 라이아노딘 수용체 1(RYR1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 근육 수축, 칼슘 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RYR1 토끼 pAb
비고/별칭	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
종	인간
GeneID	6261
면역원	인간 RYR1(NP_000531.2)의 아미노산 800-900번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P21817
단백질 분자량	565kDa
배송	아이스팩