


웨스턴 블롯(Wb), If/Icc, Ihc-P, Elisa용 안티-Ryr2 래빗 단일클론 항체 - Q92736

품목 번호: CM0005542



소개

라이아노딘 수용체 2(RYR2)를 표적으로 하는 재조합 래빗 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 교차 반응. 심장 칼슘 신호 전달 및 부정맥 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RYR2 래빗 mAb
비고/별칭	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
종	인간
유전자 ID	6262
면역원	재조합 단백질
원천	래빗
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q92736
단백질 무게	565kDa
배송	아이스팩