


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Ryr2 토끼 다클론 항체 - Q92736

품목 번호: CM0016359



소개

인간 RYR2(UniProt Q92736)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 심장 칼슘 신호 및 부정맥 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RYR2 토끼 pAb
비고/별칭	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
종	인간
GeneID (인간)	6262
GeneID	6262
면역원	합성 펩타이드 인간 RYR2(NP_001026.2)의 아미노산 4868-4967 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
UniProt 등록번호	Q92736
단백질 분자량	565 kDa
배송	아이스팩