

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A1 단일클론 항체 - P23297

품목 번호: CM0006908



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 Rabbit anti-human S100A1 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 S100A1을 검출합니다. 재조합 면역원인 11 kDa 칼슘 결합 단백질로 심장 및 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100/S100A1 Rabbit mAb
비고/별칭	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
종	인간
유전자 ID (인간)	6271
면역원	인간 S100/S100A1 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P23297
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백