

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-S100A10 단클론 항체 - P60903

품목 번호: CM0003642



### 소개

인간 S100A10(p11, 칼팍틴 I 경쇄)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. ANXA2 이량체화 및 인산화 조절 연구에 필수적인 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | S100A10 토끼 mAb                                                   |
| 비고/별칭      | 42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10 |
| 종          | 인간                                                               |
| 유전자ID (인간) | 6281                                                             |
| 유전자ID      | 6281                                                             |
| 면역원        | 합성 펩타이드 인간 S100A10(P60903)의 아미노산 1-97번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.    |
| 기원         | 토끼                                                               |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                           |
| 응용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 교차 반응성     | 인간                                                               |
| SWISS      | P60903                                                           |
| 단백질 분자량    | 11kDa                                                            |
| 배송         | 아이스백                                                             |