

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-S100A10 다클론 항체 - P60903

품목 번호: CM0018470



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 S100A10 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 S100A10을 검출합니다. ANXA2 상호작용 및 단백질 인산화 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A10 토끼 pAb
비고/별칭	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
종	인간
GeneID (인간)	6281
GeneID	6281
면역원	인간 S100A10의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002957.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P60903
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩