

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-S100A11 단일클론 항체 - P31949

품목 번호: CM0002486

소개

인간 S100A11에 대한 토끼 재조합 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트, 면역조직화학, 면역형광법 및 ELISA에 적합합니다. 각질세포 분화 및 각질화 과정 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A11 Rabbit mAb
비고/별칭	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6282
GeneID	6282
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P31949
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)