


Wb, If/Icc, Elisa용 항S100A11 다클론 항체 - P31949

품목 번호: CM0021443



소개

인간 S100A11(칼기자린)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다.

각질세포 분화 및 각화 연구에 적합합니다.

체외진단(IVD) 및 연구 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A11 토끼 pAb
비고/별칭	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
종	인간
GeneID (인간)	6282
GeneID	6282
면역원	인간 S100A11 (NP_005611.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31949
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 팩