


항-S100A11 토끼 다클론 항체 [Ko 검증 완료], Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 - P31949

품목 번호: CM0025976



소개

녹아웃(KO) 실험으로 검증된 고품질 항-S100A11 토끼 다클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 각질세포 분화에 관여하는 칼기자린을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] S100A11 토끼 pAb
비고/별칭	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
종	인간
유전자 ID	6282
면역원	재조합 단백질 인간 S100A11(NP_005611.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31949
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백