

Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A12 다클론 항체 - P80511

품목 번호: CM0017730



소개

인간 샘플에서 IHC-P 및 ELISA 검증이 완료된 S100A12(EN-RAGE, 칼그라눌린-C)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 염증 과정 및 알라민 신호 전달 연구에 적합합니다. 분자량은 10 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A12 토끼 pAb
비고/별칭	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12
종	인간
유전자 ID (인간)	6283
유전자 ID	6283
면역원	인간 S100A12(NP_005612.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P80511
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백