

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-S100A12/Cgrp Rabbit Mab - P80511

품목 번호: CM0005569



소개

인간 S100A12/CGRP를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 염증 및 면역 반응 연구에 적합합니다. 재조합 면역원, 10 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	S100A12/CGRP Rabbit mAb
비고/별칭	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
종	인간
유전자 ID (인간)	6283
유전자 ID	6283
면역원	인간 S100A12/CGRP (NP_005612.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P80511
단백질 중량	10kDa
배송	아이스백