

## Wb, Elisa용 항-S100A16 토끼 다클론 항체 - Q96Fq6

품목 번호: CM0023350



### 소개

인간 S100A16에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 지방생성, 칼슘 신호전달 및 암 바이오마커 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                              |
|-------------|--------------------------------|
| 제품명         | S100A16 토끼 pAb                 |
| 비고/별칭       | AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16 |
| 종           | 인간                             |
| 유전자 ID (인간) | 140576                         |
| 유전자 ID      | 140576                         |
| 면역원         | 제조합 단백질                        |
| 기원          | 토끼                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                         |
| 적용 분야       | WB, ELISA                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                    |
| SWISS       | Q96FQ6                         |
| 단백질 분자량     | 12kDa                          |
| 배송 방식       | 아이스 팩                          |