


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-S100A6 단일클론 항체 - P06703

품목 번호: CM0008293



소개

인간 S100A6(calcyclin)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차반응성을 나타내어 칼슘 신호전달 및 암 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A6 Rabbit mAb
비고/별칭	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
종	인간
GeneID	6277
면역원	인간 S100A6(P06703)의 아미노산 1~90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06703
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩