


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항S100A6 다클론 항체 - P06703

품목 번호: CM0024253



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증된 인간 S100A6(칼시클린)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 신호 전달 및 암 연구에 적합하며, IVD 원자재 소싱에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A6 토끼 pAb
비고/별칭	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
종	인간
유전자ID (인간)	6277
유전자ID	6277
면역원	인간 S100A6(NP_055439.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06703
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩