


Anti-S100A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, If/Icc, Elisa - P06703

품목 번호: CM0028378



소개

인간 S100A6에 대한 토끼 다클로날 항체로, 녹아웃(KO)으로 검증되었으며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 칼슘 신호 전달, 세포골격 재조직 및 세포 이동성에 관여합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO Validated] S100A6 Rabbit pAb
비고/별칭	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6277
GeneID	6277
면역원(Immunogen)	인간 S100A6 (NP_055439.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P06703
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)