

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A7/Psoriasin 다클론 항체 - P31151

품목 번호: CM0022969



소개

인간 S100A7/Psoriasin에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원(아미노산 2-101)을 사용하며 11kDa 단백질을 검출합니다. 건선 표피 및 SCC 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A7/Psoriasin 토끼 pAb
비고/별칭	PSORI1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
종	인간
유전자 ID	6278 (인간)
면역원	인간 S100A7/Psoriasin(NP_002954.2)의 아미노산 2-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31151
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩