

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 항-S100A7/Psoriasin 토끼 단일클론 항체 - P31151

품목 번호: CM0006722



소개

인간 S100A7/Psoriasin (SWISS: P31151)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 건선 및 편평세포암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A7/Psoriasin 토끼 mAb
비고/별칭	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
종	인간
유전자 ID (인간)	6278
유전자 ID	6278
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31151
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스백