

Ihc-P, Elisa용 항S100A7/소리아신 토끼 다클론 항체 - P31151

품목 번호: CM0024150



소개

건선 표피에서 고도로 상향조절되는 칼슘 결합 단백질인 인간 S100A7/소리아신에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 분자량은 약 11 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A7/소리아신 토끼 pAb
비고/별칭	PSORI1; S100A7c; S100A7/소리아신
종	인간
GeneID (인간)	6278
GeneID	6278
면역원	인간 S100A7/소리아신(NP_002954.2)의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31151
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스백