


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-S100A8 다클론 항체 - P05109

품목 번호: CM0017546



소개

인체 S100A8을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐(rat)와 교차 반응성을 보입니다. 염증, 면역 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	S100A8 토끼 pAb
비고/별칭	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
종	인체(Human)
GeneID (인체)	6279
GeneID	6279
면역원	인체 S100A8(NP_002955.2)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P05109
단백질 무게	11kDa
배송	아이스팩