


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A8 Rabbit Monoclonal Antibody - P05109

품목 번호: CM0003026



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Rabbit monoclonal S100A8 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드의 주요 염증 매개체인 S100A8 (MRP8, Calgranulin-A)을 검출합니다. 면역학, 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	S100A8 Rabbit mAb
비고/별칭	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; LIAG; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
종	인간
유전자 ID (인간)	6279
유전자 ID	6279
면역원	합성 펩타이드 인간 S100A8 (P05109)의 아미노산 1-93 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05109
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스백