


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A8 Rabbit Polyclonal Antibody - P05109

품목 번호: CM0019461



소개

이 S100A8 토끼 폴리클론 항체는 인간, 마우스 및 쥐의 S100A8(calgranulin-A/MRP8)을 인식합니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 염증 과정, 면역 반응 및 암 바이오마커 연구에 완벽합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A8 Rabbit pAb
비고/별칭	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
종	인간
GeneID (인간)	6279
GeneID	6279
면역원	인간 S100A8 (NP_002955.2)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P05109
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백