

Anti-S100A8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

품목 번호: CM0022011

소개

마우스 S100A8(MRP8, calgranulin-A)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 10 kDa 염증 매개체인 마우스 및 랫트 S100A8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A8 토끼 pAb
비고/별칭	p8; B8Ag; CFAG; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
종	마우스
유전자 ID (인간)	6279
유전자 ID	20201
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P27005
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩