


Anti-S100A9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31725

품목 번호: CM0018762



소개

S100A9 토끼 다클로날 항체는 마우스 및 인간 샘플의 칼그라눌린-B(MRP-14, p14)를 검출합니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 표적은 염증 및 선천성 면역의 주요 조절 인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	S100a9 Rabbit pAb
비고/별칭	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	6280
GeneID (마우스)	20202
면역원	마우스 S100a9 (NP_033140.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P31725
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩