

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-S100A9 Rabbit Polyclonal Antibody - P06702

품목 번호: CM0030499



소개

인간 S100A9(calgranulin-B, MRP14)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 염증 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	S100A9 Rabbit pAb
비고/별칭	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; LIAG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
종	인간
GeneID (인간)	6280
GeneID	6280
면역원	합성 펩타이드 인간 S100A9 (NP_002956.1)의 아미노산 20-114 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06702
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백