


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100B 토끼 다클론 항체 - P04271

품목 번호: CM0018089



소개

S100B 토끼 pAb는 토끼에서 유래한 다클론 항체로, 인간 S100B 단백질을 표적으로 합니다. WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 권장되며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 약 11 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100B 토끼 pAb
비고/별칭	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
종	인간
GeneID (인간)	6285
GeneID	6285
면역원	재조합 단백질(인간 S100B의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006263.1))
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04271
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩