


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100P 폴리클론항체 - P25815

품목 번호: CM0018422



소개

인간 S100P (MIG9)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 칼슘 신호 전달, 미세용모 생합성 및 체장 관선암 연구에 탁월합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100P 토끼 pAb
비고/별칭	MIG9; S100P
종	인간
GeneID (인간)	6286
GeneID	6286
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25815
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백