


Wb, If/Icc 및 Elisa용 항S100P 토끼 단클론 항체 - P25815

품목 번호: CM0002054



소개

인간 S100P 단백질을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 칼슘 신호 전달 및 암 연구 응용 분야에서 S100P를 검출하기 위한 재조합 면역원입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	S100P 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MIG9; S100P
종	인간
유전자ID (인간)	6286
유전자ID	6286
면역원	인간 S100P (NP_005971.1)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25815
단백질 분자량	10kDa
배송 방식	아이스백